

TM are trademarks and ® are registered marks of Reichert, Inc. / TM sont des propriétés et ® sont des marques déposées de Reichert, Inc. / TM sono marchi di fabbrica e ® sono marchi registrati della Reichert, Inc. / TM sind Warenzeichen und ® sind eingetragene Warenzeichen von Reichert, Inc. / TM son marcas comerciales y ® son marcas registradas de Reichert, Inc.

Reichert, Inc.

3362 Walden Ave.
Depew, New York
14043 USA
www.reichert.com

Telephone: 716.686.4500
Toll Free: 1-877-628-3456
Fax: 716.686.4545

68E3439 D 2/06

Reichert®

*OCU-CEL™
and
OCU-CEL™ XL
Batteries*

**Batteries / Batterie /
Batterís / Batterien**

REF 230570 (x4)

REF 230467 (x8)

This device is for use with the Tono-Pen®, Tono-Pen® XL and the Tono-Pen Vet™ Systems. Please refer to the system User's Guide for detailed instructions for use. / Cet article est conçu pour une utilisation avec le Système Tono-Pen®, Tono-Pen® XL et Tono-Pen Vet™. Merci de vous référer au Guide de l'Utilisateur du système pour les instructions détaillées d'utilisation. / Questo dispositivo e' da utilizzare con il Sistema Tono-Pen®, Tono-Pen® XL e Tono-Pen Vet™. Vi preghiamo di fare riferimento alla Guida di Utilizzo del sistema per dettagliate istruzioni d'uso. / Dieses Gerät ist zum Gebrauch mit dem Tono-Pen®, Tono-Pen® XL und Tono-Pen Vet™ Systems bestimmt. Detaillierte Anweisungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung dieses Systems. / Este utensilioes para utilizarlo con el sistemas Tono-Pen®, Tono-Pen® XL y Tono-Pen Vet™. Por favor, consulte las instrucciones detalladas de utilización en la guía de usuario del sistema.

⚠ CAUTIONS / MISE EN GARDE / ATTENZIONE / VORSICHT / PRECAUCIÓN

- Battery may explode if recharged or disposed of in fire. / La batterie peut exploser si elle est rechargée ou exposée au feu. / La batteria può esplodere se ricaricata o esposta al fuoco. / Die Batterie kann explodieren, falls sie wiederaufgeladen oder in offenem Feuer entsorgt wird. / La bateria puede explotar si se recarga cerca de las llamas o se tira al fuego.
- Keep away from small children. If swallowed, promptly consult a physician. / Tenir éloignée des jeunes enfants. Si le produit est avalé, consulter immédiatement un medecin. / Tenere fuoir dalla portata dei bambini. Se ingerito, consultare subito il medico. / Von kleinen Kindern fernhalten. Falls sie verschluckt wurde, sofort einen Arzt aufsuchen. / Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar rápidamente con el médico.

Symbols / Symboles / Simboli / Symbole / Simbolos

REF Catalog number / Référence / Numero di catalogo / Bestellnummer / Número de catálogo



Lot number / Numéro de lot / Numero di lotto / Ch-B. / Número de lote



See insert / Voir notice à l'intérieur / Vedere inserto / Siehe Beilage / Veá la hoja intercalada



Use by date / Utiliser avant le (date) / Scadenza / Verfallsdatum / Use antes de la fecha



Date of manufacture / Date de fabrication / Data di produzione / Herstellungsdatum / Fecha de manufactura